

## Mascara facial ref. 22501

---



El tapabocas o mascarillas debe ser colocado antes de ponerse los guantes, y debe ser retirado después de quitarse los guantes. Deben ser cambiados entre paciente y paciente o cuando esté visiblemente manchado. La vida útil de cada tapabocas se estima en uso máximo de 8 horas.

- **Materiales**

Tela no tejida 100% polipropileno Capa externa 25g/m<sup>2</sup> (±2%) Capa interna 25g/m<sup>2</sup> (±2%) Filtración de tela 25g/m<sup>2</sup> (±2%) Tamaño 17.7 cm x 9,5 x 9 x 17.5 cm Número de tiras 2 unidades elásticas Largo tras elásticas 17.5 ± 2cms Nombre material Spun bond 100% POLIPROPILENO (PP) Largo puente nasal mínimo 8 cm máximo 11 cm Fuerza de ruptura del punto entre no es menor a 10N Superficie Anti-humedad Eficiencia de la filtración La eficiencia de la filtración de partículas de la mascarilla > 98%

- **Mantenimiento**

Dispositivo para un solo uso, desechar el producto después de las 8 horas de uso.

- **Cumplimiento normativo**

Expediente Sanitario: 20101747

Registro Sanitario Invima: INVIMA 2015DM-0013949

Nivel De filtración: ≥ 98%

Medidas: 17,5 x 9,5 Cm ± 2mm